

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd204 단일클론항체 For Fc - P30204

품목 번호: CM0005748



소개

마우스 CD204 (Macrophage scavenger receptor types I/II)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론항체. 유세포 분석(FC)에 검증되었으며, 선천성 면역, 죽상동맥경화증 및 대식세포 기능 연구에 적합합니다. UniProt P30204.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD204 mAb
비고/별칭	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
종	마우스
GeneID (인간)	4481
GeneID	20288
면역원	마우스 CD204 (NP_001106797.1)의 아미노산 350-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P30204
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백