


Pe 토끼 항-마우스 Cd206/Mmr 단클론 항체 - Q61830

품목 번호: CM0005139



소개

마우스 대식세포 만노오스 수용체 1 (CD206/MMR)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 마우스 샘플에서 유세포 분석(표면 및 세포 내)에 대해 검증되었습니다. 면역학 및 전염병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD206/MMR mAb
비고/별칭	MR; CD206
종	마우스
GeneID (인간)	4360
GeneID	17533
면역원	재조합 단백질 마우스 CD206/MMR (NP_032651.2)의 아미노산 20-154에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	FC (세포 내), FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61830
단백질 분자량	165 kDa
배송	아이스 팩