

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Cd23 단일클론 항체 - P20693

품목 번호: CM0012312

소개

유세포 분석용으로 설계된 마우스 CD23(Fcεr2)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. IgE 수용체 매개 B세포 및 대식세포 기능 연구에 신뢰성 있는 시약입니다. 단일클론, 종 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD23 mAb
비고/별칭	CD23; Fcε2; Fcεr2; Ly-42
종	마우스
GeneID(인간)	2208
GeneID	14128
면역원	재조합 단백질 마우스 CD23(NP_038545.1)의 아미노산 50-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
면역원 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P20693
단백질 분자량	38kDa
배송 조건	아이스팩