

유세포분석용 Pe 토끼 항마우스 CD235A/글리코포린 A 단클론항체 - P14220

품목 번호: CM0009015

소개

마우스 CD235a (글리코포린 A)에 대한 PE 접합 토끼 단클론항체로, 유세포분석에 검증되었습니다. 막 안정성과 MN 혈액형 항원에 중요한 주요 적혈구 막 단백질입니다. 스위스프로트: P14220.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD235a/글리코포린 A 단클론항체
비고/별칭	GPA; CD235a
종	마우스
유전자ID (인간)	2993
유전자ID	14934
면역원	마우스 CD235a (NP_034499.3)의 아미노산 1-108에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용	FC (유세포분석)
교차반응성	마우스
SWISS	P14220
단백질 분자량	18 kDa
배송	아이스백