

유세포측정용 Pe 토끼 항마우스 Cd24 단클론 항체 - P24807

품목 번호: CM0008288

소개

마우스 CD24(HSA, Ly-52, 넥타드린)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에서 검증되었습니다. 마우스 림프구, 골수성 세포 및 적혈구 세포의 면역표현형 분석 및 세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PE 토끼 항마우스 CD24 단클론 항체                                                    |
| 비고/별칭      | HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin                                               |
| 종          | 마우스                                                                       |
| 유전자ID (인간) | 100133941                                                                 |
| 유전자ID      | 12484                                                                     |
| 면역원        | 제조합 단백질   마우스 CD24(NP_033976.1)의 아미노산 27-53에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질입니다. |
| 공급원        | 토끼                                                                        |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                                    |
| 적용 분야      | FC(유세포측정)                                                                 |
| 교차 반응성     | 마우스                                                                       |
| SWISS      | P24807                                                                    |
| 단백질 분자량    | 8kDa                                                                      |
| 배송 방법      | 아이스 팩                                                                     |