

Fc용 Pe 토끼 항마우스 CD25 단클론 항체 - P01590

품목 번호: CM0008492

소개

마우스 CD25(IL-2Rα, p55)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 조절 T 세포 및 면역 내성 기전 연구에서 유세포 분석 응용에 적합합니다. 이 항체는 마우스 IL-2 수용체 알파 사슬에 특이적이며 Treg 동정 및 기능 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD25 mAb
비고/별칭	CD25; Il2r; Ly-43
종	마우스
유전자ID (인간)	3559
유전자ID	16184
면역원	재조합 단백질 마우스 CD25 (NP_032393.3)의 아미노산 22-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01590
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩