

유세포 분석용 Pe 토끼 항-마우스 Cd267/Taci 단일클론 항체 - Q9Et35

품목 번호: CM0009800

소개

유세포 분석에 사용되는 마우스 CD267/TACI(Tnfrsf13b)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. B세포 및 T세포 자극을 매개하는 27 kDa 수용체를 검출합니다. 마우스에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD267/TACI mAb
비고/별칭	Taci, I200009E08Rik
종	마우스
GeneID (인간)	23495
GeneID (마우스)	57916
면역원	마우스 CD267/TACI의 아미노산 5-129를 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_067324.1)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9ET35
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩