

Pe 토끼 항-마우스 Cd268/Baff-R 단일클론 항체 (유세포 분석용) - Q9D8D0

품목 번호: CM0008084

소개

마우스 CD268/BAFF-R (B세포 성장 결함/B세포 활성화 인자 수용체)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었으며, B세포 수용체 신호 전달 및 성숙 B세포 생존 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD268/BAFF-R mAb
비고/별칭	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	115650
GeneID	72049
면역원(Immunogen)	마우스 CD268/BAFF-R (NP_082351.1)의 아미노산 10-71에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q9D8D0
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)