

Pe 토끼 항-마우스 Cd272/Btla 단일클론 항체(Fc용) - Q7Tsa3

품목 번호: CM0009654



소개

유세포 분석에 대해 검증된 마우스 CD272/BTLA 표적 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역 조절에 관여하는 B 및 T 림프구 감쇠 인자입니다. 면역학 연구 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD272/BTLA mAb
비고/별칭	A630002H24
종	마우스
GeneID (사람)	151888
GeneID	208154
면역원	재조합 단백질 마우스 CD272/BTLA의 아미노산 30-176(NP_001032808.2)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q7TSA3
단백질 분자량	22kDa/34kDa
배송	아이스팩