


유세포 분석용 Pe Rabbit Anti-Mouse Cd274/Pd-L1 단일클론 항체 - Q9Ep73

품목 번호: CM0011843



소개

마우스 PD-L1(CD274)의 세포외 도메인을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플에서의 유세포 분석에 검증됨; 면역 체크포인트 및 종양 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD274/PD-L1 mAb
비고/별칭	B7h1, Pdl1, Pdccl1l1, Pdccl1lg1, A530045L16Rik
종	마우스
GeneID (Human)	29126
GeneID	60533
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9EP73
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백