

유세포 분석용 Pe Rabbit Anti-Mouse Cd28 단일클론 항체 - P31041

품목 번호: CM0004635



소개

마우스 CD28에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. T 세포 활성화, 공동자극, 면역 항상성 연구에 이상적입니다. 마우스와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD28 mAb
비고/별칭	Cd28
종	마우스
유전자 ID (인간)	940
유전자 ID	12487
면역원	재조합 단백질; 마우스 CD28 (NP_031668.3)의 아미노산 20-149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P31041
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백