

유세포 분석용 Pe 토끼 항-마우스 Cd301 (Mgl1/2) 단일클론 항체 - P49300 / Q8Jzn1

품목 번호: CM0012697

소개

유세포 분석용 마우스 CD301 (MGL1/2)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 대식세포의 CLEC10A 렉틴을 인식하며, 종양 면역, 지방 조직 염증 및 감염 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD301 (MGL1/2) 단일클론 항체
비고/별칭	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
종	마우스
GeneID (인간)	10462/54551
GeneID (마우스)	17312/216864
면역원	제조항 단백질(마우스 CD301a의 아미노산 57-304 서열에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질(NP_034926.1))
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	마우스
SWISS	P49300/Q8JZN1
배송	아이스팩