

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd301B/Mgl2 단일클론 항체 For Fc - Q8Jzn1

품목 번호: CM0008665

소개

마우스 C형 렉틴 막당단백질인 CD301b(MGL2)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 적용에 검증되었습니다. 면역학 및 당생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD301b/MGL2 mAb
비고/별칭	CD301b
종	마우스
GeneID (Human)	10462
GeneID	216864
면역원	마우스 CD301b/MGL2 (NP_660119.1)의 아미노산 233-332에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8JZN1
단백질 분자량	38 kDa
배송	아이스백