


Pe 토끼 항-마우스 Cd304/Neuropilin-1 단일클론 항체 For Fc - P97333

품목 번호: CM0011390



소개

마우스 CD304/Neuropilin-1을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석(FC) 용도로 검증되었습니다. 신경생성, 혈관생성 및 발생생물학 연구 조사에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD304/Neuropilin-1 mAb
비고/별칭	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	8829
GeneID	18186
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD304/Neuropilin-1 (NP_032763.2)의 아미노산 22-856에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P97333
단백질 분자량	103kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)