

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Cd32 단일클론 항체 - P08101

품목 번호: CM0012583

소개

마우스 CD32(FcγRIIB)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 림프계 및 골수계 세포에서 IgG 수용체 기능을 연구하는 데 적합합니다. Uniprot: P08101.

[자세히 알아보기](#)

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수       | 값                                                                                                      |
| 제품명        | PE 토끼 항-마우스 CD32 단일클론 항체                                                                               |
| 비고/별칭      | CD32, Fcgr2, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, LyM-1, Lym-1, fcRII, FcgRII, Fcgr2a, Ly-m20, Fc[g]RII, F630109E10Rik |
| 종          | 마우스                                                                                                    |
| 유전자 ID(인간) | 2213                                                                                                   |
| 유전자 ID     | 14130                                                                                                  |
| 면역원        | 마우스 CD32의 아미노산 30-207에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_034317.1)                                           |
| 항체 생산 숙주   | 토끼                                                                                                     |
| 분류         | 단일클론 항체                                                                                                |
| 적용 분야      | FC                                                                                                     |
| 교차 반응성     | 마우스                                                                                                    |
| SWISS      | P08101                                                                                                 |
| 단백질 분자량    | 31kDa/33kDa/36kDa                                                                                      |
| 배송         | 아이스팩                                                                                                   |