

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Cd34 단일클론 항체 - Q64314

품목 번호: CM0010280

소개

마우스 CD34에 대한 PE 표지 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 조혈 줄기세포/전구세포의 부착 및 초기 조혈 연구에 적합합니다. 마우스 CD34와 반응합니다. UniProt: Q64314.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD34 mAb
비고/별칭	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
종	마우스
GeneID (인간)	947
GeneID	12490
면역원	마우스 CD34의 아미노산 35-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_598415.1)
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q64314
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩