

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd35 Mab - Cd35

품목 번호: CM0009516

소개

유세포 분석(FC)용 마우스 CD35(Cr1, C3DR)를 표적하는 PE-접합 토끼 단일클론 항체. 마우스와 반응하며, 단백질 분자량은 113 kDa입니다. 보체 수용체에 대한 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD35 mAb
비고/별칭	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
종	마우스
유전자 ID (인간)	1380
유전자 ID	12902
면역원	제조항 단백질: 마우스 CD35 (NP_001355694.1)의 아미노산 21-396에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 퓨전 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
단백질 분자량	113 kDa
배송	아이스백