

유세포 분석용 PE 토끼 항-마우스 Cd352/Slamf6 단일클론 항체 - Q9Et39

품목 번호: CM0008512

소개

마우스 CD352/SLAMF6(Ly108/NTB-A)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 마우스 조혈 샘플에서 SLAM 계열 수용체 매개 면역세포 신호전달 및 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD352/SLAMF6 mAb
비고/별칭	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
종	마우스
GeneID (Human)	114836
GeneID	30925
면역원	마우스 CD352/SLAMF6(NP_001334115.1)의 아미노산 31-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9ET39
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩