

유세포 분석용 PE 토끼 항-마우스 Cd366 (Tim-3) 단일클론 항체 - Q8Vim0

품목 번호: CM0012169



소개

마우스 CD366 (TIM-3)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 마우스에 특이적이며 Th1 세포, CD8+ T 세포, 대식세포 및 수지상세포에서 발현됩니다. 면역 체크포인트 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD366 (TIM-3) mAb
비고/별칭	Tim3; TIM-3; Timd3
종	마우스
GeneID (인간)	84868
GeneID	171285
면역원	재조합 단백질 마우스 CD366 (TIM-3)의 아미노산 20-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_599011.2)
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8VIM0
단백질 중량	22kDa/31kDa
배송	아이스팩