

유세포 분석용 Pe 토끼 항마우스 Cd40 단클론 항체 - P27512

품목 번호: CM0009238

소개

마우스 CD40(TNFRSF5, Bp50)에 특이적인 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 세포외 도메인(아미노산 20-189)을 표적으로 합니다. B 세포 활성화 및 면역 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD40 단클론 항체(mAb)
별칭	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
종	마우스
인간 유전자 ID	958
유전자 ID	21939
면역원	제조항 단백질 / 마우스 CD40(NP_035741.2)의 아미노산 20-189에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P27512
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스팩