

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd43 Mab - P15702

품목 번호: CM0005509



소개

마우스 CD43 (Leukosialin)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석에 검증되었으며, 마우스 모델에서 면역표현형 분석, T-세포 활성화 및 이동 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD43 mAb
비고/별칭	Cd43; Ly48; Galgp; Ly-48; A630014B01Rik
종	마우스
GeneID (Human)	6693
GeneID	20737
면역원	재조합 단백질 마우스 CD43 (NP_033285.1)의 아미노산 20-248에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P15702
단백질 분자량	40 kDa
배송	아이스백