


Pe 토끼 항마우스 Cd44 단클론 항체 (Fc용) - P15379

품목 번호: CM0009479



소개

마우스 CD44(Ly-24, Pgp-1, HERMES)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석법(FC)에서 검증되었습니다. 세포 접착, 림프구 귀향 및 히알루론산 결합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종	마우스
유전자 ID (인간)	960
유전자 ID	12505
면역원	재조합 단백질 마우스 CD44(NP_033981.2)의 아미노산 23-176 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	85kDa
배송 방식	아이스 팩