

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Cd45 단일클론항체 - P06800

품목 번호: CM0009683

소개

마우스 CD45(PTPRC, 백혈구 공통 항원)에 특이적인
신뢰성 높은 PE 접합 토끼 단일클론항체입니다.
유세포분석(FC)에 최적화되었으며, 면역표현형 분석 및
진단용 원자재 조달에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD45 단일클론항체
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종	마우스
GeneID(인간)	5788
GeneID	19264
면역원	마우스 CD45(NP_001104786.2)의 아미노산 26~566에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스백