

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd45.1 Mab - P06800

품목 번호: CM0010531

소개

유세포 분석용 마우스 CD45.1에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 백혈구 공통 항원, 수용체형 티로신-단백질 인산가수분해효소 C를 인식하며, 마우스 샘플에 특이적인 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD45.1 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
종	마우스
Gene ID (Human)	5788
Gene ID	19264
면역원	마우스 CD45.1 (NP_001104786.2)의 아미노산 311-410에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스백