

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd47 Monoclonal Antibody For Fc - Q61735

품목 번호: CM0010063

소개

유세포 분석용 마우스 CD47 (IAP)을 타겟으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플에 대해 검증되었으며, 세포 부착 및 면역 조절에 관여하는 백혈구 표면 항원을 타겟팅합니다. UniProt Q61735.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD47 mAb
비고/별칭	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
종	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	961
GeneID	16423
면역원	마우스 CD47 (NP_034711.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q61735
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)