

Fc용 Pe 토끼 항 마우스 Cd5 단클론 항체 - P13379

품목 번호: CM0011559

소개

유세포분석법에 대해 검증된 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 마우스 CD5(Ly-1 항원)에 특이적입니다. T세포 및 B1a 세포 연구, 면역 관용 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                      |
| 제품명         | PE 토끼 항 마우스 CD5 단클론 항체                                                 |
| 비고/별칭       | Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1                                               |
| 종           | 마우스                                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 921                                                                    |
| 유전자 ID      | 12507                                                                  |
| 면역원         | 제조항 단백질 / 마우스 CD5(NP_031676.3)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질. |
| 출처          | 토끼                                                                     |
| 범주          | 단클론 항체                                                                 |
| 응용          | FC                                                                     |
| 교차 반응성      | 마우스                                                                    |
| SWISS       | P13379                                                                 |
| 단백질 무게      | 54kDa                                                                  |
| 배송          | 아이스백                                                                   |