

Pe 토끼 항마우스 CD50/Icam-3 (Icam-5/텔렌세팔린) 단클론 항체 (Fc용) - Q60625

품목 번호: CM0006018

소개

마우스 CD50/ICAM-3 (ICAM-5/텔렌세팔린)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. CamelBio의 신경 세포 접착 및 신경면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD50/ICAM-3 단클론 항체
비고/별칭	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
반응 종	마우스
유전자ID (사람)	7087
유전자ID (마우스)	15898
면역원	마우스 CD50/ICAM-3 (NP_032345.2)의 아미노산 32-227번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60625
단백질 분자량	97kDa
배송 방식	아이스팩