

Pe 토끼 항-마우스 Cd6 단클론항체 - Q61003

품목 번호: CM0004942

소개

유세포 측정법용 PE 토끼 항-마우스 CD6 단클론항체입니다. 접착, 공동자극 및 선천성 면역에 관여하는 T세포 항원인 마우스 CD6을 검출합니다. 분자량: 64/68/72 kDa. 스위스프로트: Q61003. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD6 단클론항체
비고/별칭	진핵생물; 후생동물; 척삭동물; 두개동물; 척추동물; 진골어류; 포유류; 진수아강; 진원치류; 설치류; 쥐아목; 쥐상과; 쥐과; 쥐아과; Mus속; Mus
종	마우스
유전자ID (인간)	923
유전자ID	12511
면역원	재조합 단백질 마우스 CD6 (NP_033982.3)의 아미노산 20-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포 측정법)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61003
단백질 분자량	64kDa/68kDa/72kDa
배송	아이스 팩