

Pe 토끼 항-마우스 Cd62E 단클론 항체 (Fc용) - Q00690

품목 번호: CM0010851

소개

유세포 분석 검증이 완료된 마우스 CD62E (E-선택틴)에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 쥐 모델에서의 유착 면역 반응 및 백혈구 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD62E mAb
비고/별칭	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectin
반응 종	마우스
유전자ID (인간)	6401
유전자ID	20339
면역원	마우스 CD62E (NP_035475.2) 아미노산 22-557번 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00690
단백질 분자량	66kDa
배송 방식	아이스 팩