

유세포 분석용 PE 토끼 항-마우스 Cd62L 단클론 항체 - P18337

품목 번호: CM0009601

소개

유세포 분석용 PE 토끼 항-마우스 CD62L 단클론 항체. L-셀렉틴(CD62L)을 인식하며 마우스에서 검증되었습니다. 림프구 귀소 및 백혈구 구름 연구에 적합합니다. SWISS: P18337.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD62L 단클론 항체
비고/별칭	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-셀렉틴
종	마우스
유전자ID (인간)	6402
유전자ID	20343
면역원	마우스 CD62L (NP_035476.1)의 아미노산 39-332에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P18337
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스팩