

유세포분석(세포 내)용 Pe 토끼 항-마우스 Cd68 단일클론 항체 - P31996

품목 번호: CM0012762

소개

세포 내 유세포분석에 적합한 마우스 CD68(macrosialin)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 대식세포 및 수지상세포 염색에 적합하며, 높은 특이성과 강한 PE 신호를 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD68 mAb
비고/별칭	Lamp4; gp110; Scard1
종	마우스
GeneID (Human)	968
GeneID	12514
면역원	마우스 CD68의 아미노산 21-291 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001277987.1)
항체 유래	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P31996
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백