

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Cd70 단클론 항체 - O55237

품목 번호: CM0008570

소개

마우스 CD70을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. T 세포 활성화 및 B 세포 면역 감시에서 CD70-CD27 신호 전달을 연구하는 데 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                             |
| 제품명         | PE 토끼 항-마우스 CD70 단클론 항체                                       |
| 비고/별칭       | Cd27l; CD27LG; Tnfsf7; Tnlg8a                                 |
| 종           | 마우스                                                           |
| GeneID (인간) | 970                                                           |
| GeneID      | 21948                                                         |
| 면역원         | 마우스 CD70의 아미노산 47-195번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_035747.1) |
| 기원          | 토끼                                                            |
| 분류          | 단클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | FC                                                            |
| 교차 반응성      | 마우스                                                           |
| SWISS       | O55237                                                        |
| 단백질 분자량     | 22 kDa                                                        |
| 배송 조건       | 아이스팩                                                          |