

## Pe 토끼 유래 마우스 항 Cd79B 단클론 항체 (Fc용) - P15530

품목 번호: CM0010048



### 소개

마우스 CD79b (B29, Ig-beta, B세포 특이 당단백질 B29)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC) 적용에 검증되었습니다. B세포 수용체 신호 전달 및 적응 면역 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명        | PE 토끼 유래 마우스 항 CD79b 단클론 항체                               |
| 비고/별칭      | B29; Igb; Igbeta; Ig-beta                                 |
| 반응 종       | 마우스                                                       |
| 유전자ID (인간) | 974                                                       |
| 유전자ID      | 15985                                                     |
| 면역원        | 마우스 CD79b (NP_032365.1)의 아미노산 26-158번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                        |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                    |
| 적용 분야      | FC                                                        |
| 교차 반응성     | 마우스                                                       |
| SWISS      | P15530                                                    |
| 단백질 분자량    | 25kDa                                                     |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                     |