

Fc용 Pe 토끼 항마우스 Cd80 단클론 항체 - Q00609

품목 번호: CM0009522



소개

핵심 T세포 공동자극 분자인 마우스 CD80을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며 면역학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD80 단클론 항체
비고/별칭	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
종	마우스
인간 유전자ID	941
유전자ID	12519
면역원	재조합 단백질 (마우스 CD80 아미노산 38-245번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질, NP_033985.3)
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q00609
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스 팩