

유세포 분석용 Pe Rabbit Anti-Mouse Cd82 단일클론 항체 - P40237

품목 번호: CM0004410

소개

유세포 분석용 PE로 표지된 토끼 유래 항-마우스 CD82 단일클론 항체. 면역 조절, 접착 및 혈관 신생에 관여하는 테트라스파닌인 마우스 CD82를 인식합니다. 마우스 비장세포 및 신장 세포 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD82 mAb
비고/별칭	C33; IA4; Kail; Tspan27
종	마우스
GeneID (인간)	3732
GeneID	12521
면역원	마우스 CD82 (NP_001258390.1)의 아미노산 1-266에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P40237
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백