

유세포 측정법용 Pe 토끼 항마우스 Cd83 단클론 항체 - O88324

품목 번호: CM0010173

소개

마우스 CD83을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정법(FC)에서 검증되었습니다. 면역 세포 연구, 수지상 세포 및 림프구 연구, 면역 반응 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD83 mAb
비고/별칭	mCD83
종	마우스
유전자ID (인간)	9308
유전자ID	12522
면역원	재조합 단백질: 마우스 CD83 (NP_033986.1)의 아미노산 22-133에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	O88324
단백질 분자량	21KDa
배송 방식	아이스백