

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd84 Mab - Q18Pi6

품목 번호: CM0009651

소개

마우스 CD84 (SLAMF5)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용입니다. SLAM 패밀리 수용체, 적응 면역, 및 NK/T 세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD84 mAb
비고/별칭	CDw84; SLAMF5; A130013D22Rik
종	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	8832
GeneID	12523
항원	재조합 단백질 마우스 CD84 (NP_038517.1)의 아미노산 22-221에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	Q18PI6
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩