

Pe 항-마우스 Cd86 토끼 단일클론 항체 - P42082

품목 번호: CM0010055

소개

마우스 CD86에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. T세포 활성화 및 공동자극 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 항-마우스 CD86 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28L2; TS/A-2; CD86
종	마우스
유전자 ID (인간)	942
유전자 ID	12524
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P42082
단백질 분자량	35 kDa
배송	아이스팩