


Pe Rabbit Anti-Mouse Cd87 Mab For Fc - P35456

품목 번호: CM0004148



소개

유세포 분석(FC)용 마우스 CD87(uPAR)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플에서 검증되었으며, 플라스미노겐 활성화 및 세포 이동에 관여하는 유로키나제 수용체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD87 mAb
비고/별칭	Cd87; uPAR; u-PAR
종	마우스
GeneID (인간)	5329
GeneID	18793
면역원	재조합 단백질 마우스 CD87 (NP_035243.1)의 아미노산 24-297에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35456
단백질 분자량	24kDa/35kDa
배송	아이스팩