

유세포분석용 PE 토끼 항-마우스 CD88/C5aR 단일클론 항체 - P30993

품목 번호: CM0009528



소개

마우스 CD88/C5aR를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 마우스와 반응하며, 예상 단백질 분자량은 39 kDa입니다. 면역학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD88/C5aR mAb
비고/별칭	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	728
GeneID (마우스)	12273
면역원(Immunogen)	마우스 CD88/C5aR (NP_031603.2)의 아미노산 1-37에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P30993
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)