


유세포분석용 PE 토끼 항-마우스 CD8a 단일클론 항체 - P01731

품목 번호: CM0009167



소개

MHC class I 공동 수용체인 마우스 CD8a를 특이적으로 인식하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다.

유세포분석용으로 검증되었으며, 연구에서 세포독성 T 림프구와 NK 세포를 검출할 수 있습니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	925
GeneID	12525
면역원(Immunogen)	마우스 CD8a (NP_001074579.1)의 아미노산 28-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P01731
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백