

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd90.2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P01818

품목 번호: CM0010641

소개

유세포 분석용 마우스 CD90.2 (Thy-1)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플에 적합하며, 면역표현형 분석 및 세포 간 상호작용 연구에 도움이 됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse CD90.2 mAb
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	7070
유전자 ID	21838
항원	마우스 CD90.2 재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P01831
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백 (Ice bag)