


Pe 토끼 항마우스 CD95/Fas Mab - P25446

품목 번호: CM0012195



소개

유세포 분석용 마우스 CD95/FAS에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 종양 괴사 인자 수용체 슈퍼패밀리 구성원 6을 인식합니다(SWISS P25446); 세포사멸 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 CD95/FAS mAb
비고/별칭	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
종	마우스
유전자 ID (인간)	355
유전자 ID	14102
면역원	마우스 CD95/FAS (NP_032013.2)의 아미노산 22-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P25446
단백질 분자량	37 KDa
배송 방식	아이스 팩