

유세포 분석용 Pe 토끼 항-마우스 Cd96/Tactile 단일클론 항체 - Q3U0X8

품목 번호: CM0012427



소개

마우스 CD96/TACTILE을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. T 세포 및 NK 세포의 접착과 면역 반응 후기 단계를 연구하는 데 적합합니다. Q3U0X8.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 CD96/TACTILE 단일클론 항체
비고/별칭	Tactile; 1700109I12Rik
종	마우스
유전자 ID (사람)	10225
유전자 ID	84544
면역원	마우스 CD96/TACTILE의 아미노산 35-536에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_115854.2).
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q3U0X8
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스팩