


Pe Rabbit Anti-Mouse E-Cadherin/Cd324 단일클론항체 For Fc - P09803

품목 번호: CM0008566



소개

마우스 E-Cadherin/CD324 (SWISS: P09803)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 세포 접착, 상피 생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE Rabbit anti-Mouse E-Cadherin/CD324 mAb
비고/별칭	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
종	마우스
GeneID (Human)	999
GeneID	12550
면역원	재조합 단백질 마우스 E-Cadherin/CD324 (NP_033994.1)의 아미노산 157-369에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P09803
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백