

Pe Rabbit Anti-Mouse Foxp3 단일클론 항체 (세포내 유세포분석용) - Q99Jb6

품목 번호: CM0004119



소개

조절 T 세포(Treg)의 핵심 전사 조절자인 마우스 FOXP3(sf, scurfín)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포내 유세포분석 검증을 거쳐 마우스 샘플에서 Treg 집단의 검출 및 분석을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse FOXP3 mAb
비고/별칭	sf; JM2; scurfín
종	마우스
유전자 ID (인간)	50943
유전자 ID	20371
면역원	마우스 Foxp3 (NP_473380.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q99JB6
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백