

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 I-A 단일클론 항체 - P14483

품목 번호: CM0010672



소개

마우스 I-A MHC class II 알로항원(H-2I, I-A, I-E)에 특이적인 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었습니다. 면역 세포 표현형 분석 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE 토끼 항-마우스 I-A mAb
비고/별칭	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb 및 I-Ek MHC class II 알로항원; Ia Ag; MHC II
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	474382
GeneID	14961
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P14483
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백