

Pe 토소 항-마우스 Icos/Cd278 단일클론 항체 - Fc용 - Q9Wvs0

품목 번호: CM0011122

소개

마우스 ICOS/CD278를 표적으로 하는 PE 접합 토소
단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해
검증되었습니다. 마우스 샘플에서 T 세포 활성화 및 T-B
세포 상호작용에 중요한 유도성 T 세포 공동자극인자를
인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토소 항-마우스 ICOS/CD278 mAb
비고/별칭	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	29851
GeneID	54167
면역원(Immunogen)	마우스 ICOS/CD278 (NP_059508.2)의 아미노산 21-142에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토소 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q9WVS0
단백질 분자량	22kDa
운송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)