

Pe 토끼 항-마우스 IgA (Fc) 단클론 항체

품목 번호: CM0012556

소개

마우스 IgA Fc 영역에 특이적인 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 시료의 세포내 유세포 분석에 맞게 설계되었습니다. 토끼에서 유래했으며 얼음으로 운송됩니다. 면역학 연구 및 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 IgA (Fc) mAb
종	마우스
면역원	마우스 IgA의 아미노산 99-344번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
운송 조건	아이스 팩