


## Pe 토끼 항-마우스 IgG1 단클론 항체 (Fc용) - P01868

품목 번호: CM0005101



### 소개

유세포측정(FC)에 적합한 PE 결합 마우스 IgG1에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 이 항체는 IgG1 아이소타입에 특이적이며 마우스 면역글로불린 프로파일링 및 B세포 분석에 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 설명                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 제품명     | PE 토끼 항-마우스 IgG1 mAb                                |
| 비고/별칭   | IgG1                                                |
| 종       | 마우스                                                 |
| 면역원     | 마우스 IgG1 (P01868)의 아미노산 98-324번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                  |
| 카테고리    | 단클론 항체                                              |
| 적용 분야   | FC                                                  |
| 교차 반응성  | 마우스                                                 |
| SWISS   | P01868                                              |
| 단백질 분자량 | 36kDa                                               |
| 운송 방식   | 아이스 팩                                               |